

Code participant: 3420680

Date : 2016/02/15

(AAAAMMJJ)

Évaluateur : CD

Site : MNI



FICHE DE SUIVI POUR LES SÉANCES D'IRM

Informations à compléter avant le scan SVP:

Tâche d'activation à administrer? (entourer la bonne réponse): OUI (IRMf) NON (IRMs)

Age: 71 ANS

Réservation scan : de 14 H 30 à 16 H 00

Réservation simulateur: de ___ H ___ à ___ H ___ — aucune

Nom du technologue: DAVID & LOUISE

Heure réelle de début du scan: 14h13

Heure de fin de la tâche d'activation: 15h14

Heure prévue de rappel: 15h24

Heure réelle de rappel: 15h24

Version (entourer la bonne réponse): A B C D

Bouton utilisé : 3

Remarques:

Noter toute information pertinente et le temps associé ex le sujet ferme les yeux pendant le resting state, il bouge pendant le scan, il dit ne pas bien voir les numéros lors de la tâche (toujours vérifier au début et adapter la position du miroir en conséquence), etc.

Rien à noter.

« il y avait qqc de ce style là » → Pas certain de ces images au rappel.

Chameau → 4

* VITAMINE E * DROITE

Temps	Tâche	Instructions	Commentaire
DÉBUT	Vérifier le numéro de participant sur l'ordinateur du technologue		✓
action	Brancher le cable Trigger, Ouvrir le dossier: Chercheurs/Sylvie Belleville/ CIMAQ_Task_7mai2015/ Test_Rbox_affichage/ SR_bx_test.	M. Mme... avant de commencer nous allons faire des petits tests. Voyez-vous les cadrans et les 4 numéros ? Voyez-vous aussi ce qu'il y a marqué tout en bas de l'écran ? Très bien, maintenant on va tester la boîte réponse. Je vous demanderais de peser sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. (Voir si le chiffre 1 s'affiche) Parfait Merci.	✓
action	Débrancher le cable trigger, Ouvrir le dossier (chercheurs/Sylvie Belleville/ CIMAQ_task_7mai2015/ Sample Pictures), et mettre les photos en diaporama	Mme/M. XXXXX, nous allons commencer la séance, le bruit de scan va commencer, vous n'avez rien à faire. On prend simplement des images de votre cerveau. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer et fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓
0,08	Localizer_12 channels		✓
5,21	3D T1 (MPRAGE)		ok! repart pour être certain de la position
vérification du technologue	Anatomic--Acial are aligned AC_PC	Tout va bien Mme/M.... ? On va poursuivre pour une séquence de 4 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓
4,02	T2-FLAIR		ok!
vérification du technologue		Tout va bien Mme/M.... ? On va poursuivre pour une séquence de 5 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓
5,17	PD/T2		ok!
PAUSE		Tout va bien Mme/M.... ? On va poursuivre pour une séquence de 3 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓
3,04	T2_STAR		ok!
PAUSE	DWI--approx AC-PC	Tout va bien Mme/ M.... ? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓
5,2	DWI		ok.
0,38	DWI-B02		✓
Pas PAUSE	DWI-B03 Change phase encoding is 180 degree (PA)	DTI	ok.
0,38	DWI-B03		ok
PAUSE	Resting State --- AP-PC alignement	Tout va bien Mme/M.... ? Je vais afficher un point blanc au milieu de l'écran et je vais vous demander de me dire si vous le voyez bien	✓
action	Ouvrir le dossier: Chercheurs/Sylvie Belleville/CIMAQ_Task_7mai2015/Bckground_Restingstate et mettre plein écran	Est ce que vous voyez bien le point blanc? Bien maintenant, je vais vous demander surtout de rester réveiller et de fixer le point blanc. Il est aussi très important de ne pas bouger. Cette séquence va durer environ 10 minutes	✓
10,41	BOLD - Resting State		✓
PAUSE	Resting State	Tout va bien Mme/M....? Vous pouvez fermer les yeux pour une minute, vous n'avez rien à faire, simplement rester immobile.	✓
0,59	gre_field mapping		✓
PAUSE	fMRI --- AP-PC minus 20 degrees approx	Tout va bien Mme/M....? Bien il nous reste juste la tâche de mémoire à faire et avant de commencer , on va refaire quelques tests.	✓
action	Brancher le cable Trigger, Ouvrir le dossier: Chercheurs/Sylvie Belleville/ CIMAQ_Task_7mai2015/ Test_Rbox_affichage/ SR_bx_test	Je vais vous demander de me dire si vous voyez bien les 4 cadrans à l'écran et l'instruction en bas. Très bien, maintenant on va tester la boîte réponse. Je vous demanderais d'appuyer avec votre index droit sur le premier bouton. (Voir si le chiffre 1 s'affiche sur l'écran) Parfait Merci, on va commencer dans un instant.	✓
action	Lancer le fichier Encoding-Scan et remplir toutes les informations demandées	Alors avant de commencer la tâche de mémoire, je vais vous rappeler les instructions. (Peser ENTER), Vous allez voir des images et des carrés gris apparaître à l'écran. Quand vous verrez une image, vous devrez essayer de mémoriser cette image et sa position. Quand vous verrez des carrés gris, vous devrez simplement les regarder sans mémoriser. (Peser ENTER). Dans les 2 cas, vous devrez appuyer sur le bouton de la boîte qui est dans votre main, et ceci que vous voyez une image ou un carré gris. Quand vous verrez la croix blanche au centre de l'écran, vous devrez simplement la fixer. la tâche va durer 10 min. On fera le rappel en dehors du scanner. Est-ce que ça va?" Laisser répondre Très bien on commence dans un instant.	✓
13,02	fmri-Memory task		✓
0,17	fmri-Memory task_AP	fMRI	✓
1,13	fmri_fieldmap_gre-field_mapping		✓
0,17	Copy AP; Change PE by 180 degrees: change name to PA	Noter l'heure de fin	✓
2,01	Fin du scan	Ok il reste 2 minutes, vous pouvez vous détendre et fermer les yeux	✓
FIN	Débrancher le cable trigger	Mme/M... , le scan est maintenant terminé, vous pouvez relaxer, on va venir vous chercher.	

Code participant: 34 20680

Date : 2016/02/15
(AAAAMMJJ)

Évaluateur : CD

Site : MNI



QUESTIONNAIRE DE DEBRIEFING

Traduit et adapté du questionnaire Rajah Lab, Douglas Institute, McGill University pour CIMA-Q avec l'autorisation de N.Rajah.

ADMINISTRÉ PAR LE PSYCHOMÉTRICIEN APRES LE RAPPEL:

1. Avez-vous dormi ou somnolé durant une partie du scanner ? Si oui quand ?

Pas dormi; Somnolé peut être au début mais pas plus

2 Étiez-vous éveillé pendant l'affichage du point blanc?

Oui; point blanc peut être légère somnolence.

3. Pensez-vous avoir eu le même niveau d'attention tout au long de la tâche?

Oui.

4. Sur une échelle de 1 (le moins) à 5 (le plus), à quel point étiez-vous attentif au début de la présentation des objets dans le scanner ? Au milieu ? À la fin? (3 réponses)

Entourez la réponse qui vous convient :

Début : 1 2 3 4 5

Milieu : 1 2 3 4 5

Fin: 1 2 3 4 5

5. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à mémoriser/encoder l'identité des objets? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plaît.

Non, vraiment juste visuelle

6. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie ou a-t-elle changé au cours du temps?

N.A.

7. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à mémoriser/encoder la position spatiale des objets? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plaît.

idem, visuelle

8. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie ou a-t-elle changé au cours du temps?

n.A.

9. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à reconnaître les objets (lors du rappel en dehors du scanner)? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plaît.

Plus visuellement mais dans certains cas se disait que les instruments de cuisine était pas mal dans le m coin.

10. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie au cours du rappel ou a-t-elle changé au cours du temps?

Oui.

11. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à reconnaître la position spatiale des objets (lors du rappel hors du scanner)? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plaît.


idem.

12. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie au cours du rappel ou a-t-elle changé au cours du temps?

n.A.

13. Y-a-t-il autre chose que vous aimeriez nous dire à propos de cette tâche?

Non.

MRI Dataset Name: 3420680-878354-V03 **Type of Data:** ☒ **Living Human** ☐ **Human Phantom** ☐ **Geometric Phantom**
Site Name: MNI **Total Duration of Session:** 1 h 30 min
MRI Operator Name: DAVID COSTA **Scan Date: (DD-MON-YYYY)** 15 . 02 . 2016
 **CIMA-Q**

Following section: To be completed by **MR technologist**
 Use **CDIP** approved sequences for all CIMA-Q scans. Please review the scan for motion and artifacts. Make sure 3D-T1w and FLAIR are well acquired before scanning following sequences. Re-acquire if necessary. Refer to CIMA-Q Manual Scan procedure for detailed instructions.

Sequences	Acquired ?			Nb of attempts	Comments (e.g. subject woke up, repeated series #, motion)
	Yes	Partial	No		
3D-T1w	✓			1	
FLAIR	✓			1	
Dual PD/T2	✓			1	
T2*	✓			1	
DTI	✓			1	
DWI B0 AP	✓			1	
DWI B0 PA	✓			1	
Connectivity fMRI	✓			1	
Activation task	✓			1	
Bold AP	✓			1	
Bold PA	✓			1	
Field Map	✓			1	

Keep this copy for your own record.

