

Code participant: 5348754

Date: 2016/08/23

(AAAAMMJJ)

Évaluateur: CD

Site: UNIF



FICHE DE SUIVI POUR LES SÉANCES D'IRM

Informations à compléter avant le scan SVP:

Tâche d'activation à administrer? (entourer la bonne réponse): OUI (IRMF) NON (IRMs)

Age: 81 ANS

Réservation scan: de 10 H 30 à 11 H 45

Réservation simulateur: de 10 H 00 à 12 H 00 — ~~R-07~~ R-7043

Nom du technologue: CAROLYN

Heure réelle de début du scan: 10:35

Heure de fin de la tâche d'activation: 11:35

Heure prévue de rappel: 11:45

Heure réelle de rappel:

Version (entourer la bonne réponse): A B C D

Bouton utilisé: 1

Salle de simulateur
n'était pas
libre.

Remarques:

Noter toute information pertinente et le temps associé ex le sujet ferme les yeux pendant le resting state, il bouge pendant le scan, il dit ne pas bien voir les numéros lors de la tâche (toujours vérifier au début et adapter la position du miroir en conséquence), etc.

Pratique: cornet → non.

Ping Pong → Non

*Était mélangée un peu avec le pad de réponse
Retrieval:

N'a pas mise de lunette ds scan;
mais ne s'est pas plain après de n'avoir
rien vu. — voyait mieux sans
qu'avec

Q AVEZ VITAMINE E X

Temps	Tâche	Instructions	Commentaire
DÉBUT	Vérifier le numéro de participant sur l'ordinateur du technologue		
action	Brancher le cable Trigger, Ouvrir le document: Chercheurs/Sylvie Belleville/ CIMAQ_Task_7mai2015/Test_Rbox_affichage/SR_bx_test.	M. Mme... avant de commencer nous allons faire des petits tests. Voyez-vous les cadrans et les 4 numéros ? Voyez-vous aussi ce qu'il y a marqué tout en bas de l'écran ? Très bien, maintenant on va tester la boîte réponse. Je vous demanderais de peser sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. (Voir si le chiffre 1 s'affiche) Parfait Merci.	
action	Débrancher le cable trigger, Ouvrir le dossier (chercheurs/Sylvie Belleville/ CIMAQ_task_7mai2015/ Sample Pictures), et mettre les photos en diaporama	Mme/M. XXXXX, nous allons commencer la séance, le bruit de scan va commencer, vous n'avez rien à faire. On prend simplement des images de votre cerveau. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer et fermer les yeux ou regarder les images défiler.	
0,08	Localizer_12 channels		✓ yeux ouverts
5,21	3D T1 (MPRAGE)		✓ fermés
vérification du technologue	Anatomic--Acial are aligned AC_PC	Tout va bien Mme/M.... ? On va poursuivre pour une séquence de 4 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓ yeux fermés
4,02	T2-FLAIR		✓ yeux fermés
vérification du technologue		Tout va bien Mme/M... ? On va poursuivre pour une séquence de 5 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓ yeux fermés
5,17	PD/T2		✓ yeux fermés
PAUSE		Tout va bien Mme/M... ? On va poursuivre pour une séquence de 3 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓ yeux fermés
3,04	T2_STAR		✓ yeux fermés
PAUSE	DWI--approx AC-PC	Tout va bien Mme/ M.... ? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	
5,2	DWI	DTI	✓ yeux fermés
0,38	DWI-B02		
Pas PAUSE	DWI-B03 Change phase encoding is 180 degree (PA)		
0,38	DWI-B03		
PAUSE	Resting State --- AP-PC alignment	Tout va bien Mme/M.... ? Je vais afficher un point blanc au milieu de l'écran et je vais vous demander de me dire si vous le voyez bien	
action	Ouvrir le document: Chercheurs/Sylvie Belleville/CIMAQ_Task_7mai2015/Background_Restingstate et mettre plein écran	Est ce que vous voyez bien le point blanc? Bien maintenant, je vais vous demander surtout de rester reveiller et de fixer le point blanc. Il est aussi très important de ne pas bouger. Cette séquence va durer environ 10 minutes	✓ début: ok. milieu: ok. fin: ok yeux fermés
10,41	BOLD - Resting State		
PAUSE	Resting State	Tout va bien Mme/M... ? Vous pouvez fermer les yeux pour une minute, vous n'avez rien à faire, simplement rester immobile.	✓ yeux fermés
0,59	gre_field mapping		
PAUSE	fMRI --- AP-PC minus 20 degrees approx	Tout va bien Mme/M.... ? Bien il nous reste juste la tâche de mémoire à faire et avant de commencer, on va refaire quelques tests.	
action	Brancher le cable Trigger, Ouvrir le document: Chercheurs/Sylvie Belleville/ CIMAQ_Task_7mai2015/Test_Rbox_affichage/SR_bx_test	Je vais vous demander de me dire si vous voyez bien les 4 cadrans à l'écran et l'instruction en bas. Très bien, maintenant on va tester la boîte réponse. Je vous demanderais d'appuyer avec votre index droit sur le premier bouton. (Voir si le chiffre 1 s'affiche sur l'écran) Parfait Merci, on va commencer dans un instant.	✓
action	Lancer le fichier Encoding-Scan et remplir toutes les informations demandées	Alors avant de commencer la tâche de mémoire, je vais vous rappeler les instructions. (Peser ENTER), Vous allez voir des images et des carrés gris apparaître à l'écran. Quand vous verrez une image, vous devrez essayer de mémoriser cette image et sa position. Quand vous verrez des carrés gris, vous devrez simplement les regarder sans mémoriser. (Peser ENTER). Dans les 2 cas, vous devrez appuyer sur le bouton de la boîte qui est dans votre main, et ceci que vous voyez une image ou un carré gris. Quand vous verrez la croix blanche au centre de l'écran, vous devrez simplement la fixer. la tâche va durer 10 min. On fera le rappel en dehors du scanner. Est-ce que ça va?" Laisser répondre Très bien on commence dans un instant.	✓ Appair pour image et couleur gris.
13,02	fmri-Memory task	fMRI	
0,17	fmri-Memory task_AP		
1,13	fmri_fieldmap_gre-field_mapping		
0,17	Copy AP; Change PE by 180 degrees: change name to PA		
		Noter l'heure de fin	
		Ok il reste 2 minutes, vous pouvez vous détendre et fermer les yeux	
2,01	Fin du scan		
FIN	Débrancher le cable trigger	Mme/M..., le scan est maintenant terminé, vous pouvez relaxer, on va venir vous chercher.	

Code participant: 5348754

Date : 2016/08/23

(AAAAMMJJ)

Évaluateur : CD

Site : UNF



QUESTIONNAIRE DE DEBRIEFING

Traduit et adapté du questionnaire Rajah Lab, Douglas Institute, McGill University pour CIMA-Q avec l'autorisation de N.Rajah.

ADMINISTRÉ PAR LE PSYCHOMÉTRICIEN APRES LE RAPPEL:

1. Avez-vous dormi ou somnolé durant une partie du scanner ? Si oui quand ?

Non

2 Étiez-vous éveillé pendant l'affichage du point blanc?

Non

3. Pensez-vous avoir eu le même niveau d'attention tout au long de la tâche?

Non : plus d'attention en se demandant

4. Sur une échelle de 1 (le moins) à 5 (le plus), à quel point étiez-vous attentif au début de la présentation des objets dans le scanner ? Au milieu ? À la fin? (3 réponses)

Entourez la réponse qui vous convient :

Début : 1 2 3 4 5

Milieu : 1 2 3 4 5

Fin: 1 2 3 4 5

5. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à mémoriser/encoder l'identité des objets? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plait.

J'essayais de faire des familles de; musique, d'animaux, de nourriture + se demandait si elle

6. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie ou a-t-elle changé au cours du temps?

Utilisais plus à partir du milieu les deux stratégies / aimait cela ou non; ex: cornichon n'aime pas ça donc en 4

7. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à mémoriser/encoder la position spatiale des objets? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plaît.

Pas de stratégie
vraiment sauf ex: cornichon
j'aime pas ça

8. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie ou a-t-elle changé au cours du temps?

Plus vers milieu en 4.

9. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à reconnaître les objets (lors du rappel en dehors du scanner)? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plaît.

Pas vraiment c'était
plus visuelle: «j'avais tout donné»

10. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie au cours du rappel ou a-t-elle changé au cours du temps?

N-A.

11. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à reconnaître la position spatiale des objets (lors du rappel hors du scanner)? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plaît.

Selon ce qu'elle aimait
et selon ce qui était bon
pour la santé → selon son encodage

12. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie au cours du rappel ou a-t-elle changé au cours du temps?

Oui.

13. Y-a-t-il autre chose que vous aimeriez nous dire à propos de cette tâche?

Pas aimé au début, ça
lui faisait un peu peur.

SCAN INFORMATION FORM

MRI Dataset Name: 5348754 **Type of Data:** ☒ Living Human ☐ Human Phantom ☐ Geometric Phantom
Site Name: UNF **Total Duration of Session:** 1 h 15 min
MRI Operator Name: CAROLYN HURST. **Scan Date:** (DD-MON-YYYY) 23-08-2016 **CIMA-Q**

Following section: To be completed by **MR technologist**

Use CDIP approved sequences for all CIMA-Q scans. Please review the scan for motion and artifacts. Make sure 3D-T1w and FLAIR are well acquired before scanning following sequences. Re-acquire if necessary. Refer to CIMAQ Manual Scan procedure for detailed instructions.

Sequences	Acquired ?		Nb of attempts	Comments (e.g. subject woke up, repeated series #, motion)
	Yes	Partial	No	
3D-T1w	✓			
FLAIR	✓			
Dual PD/T2	✓			
T2*	✓			
DTI	✓			
DWI B0 AP	✓			
DWI B0 PA	✓			
Connectivity fMRI	✓			head movement around image (volume) # 240
Activation task	✓			
Bold AP	✓			
Bold PA	✓			
Field Map	✓			

Keep this copy for your own record.

